

## Мочевые и ректальные катетеры / устройство для подсчета почасового диуреза

### Мочевые катетеры

**Прямой мочевой катетер – 40см** – катетер Нелатона. Код **420**

**Мочевой катетер Нелатона.**

PVC – прозрачный с XRO линией.

Размеры: Fr 04-06-08-10-12-14-16-18-21-24



**Катетер Фолея – 40см** – Код **2430**

Катетер покрыт **Силиконом**

С 5/15мл баллоном (на латексной основе).

Размеры: Fr 12-14-16-18-20-22-24


### Ректальные катетеры.

**Ректальный катетер – 40см** – Код **410**

Прозрачный PVC катетер с XRO линией

Размеры: Fr 18-21-24

Fr 27-30-33-36




### Устройства для сбора мочи.

**Устройство для подсчета почасового диуреза (CP) – 220мл** Код **469.00**

Поставляется с мочеприемником (код **469.20**).

Позволяет производить точный подсчет начального количества мочи.

Порты для забора мочи на анализ в месте соединения с мочевым катетером и на дне накопительной камеры



**Мочеприемник для устройства подсчета почасового диуреза** Код **469.20**


Несливаемый мешок (PVC) – 2000мл.

Мешок стерилен изнутри.

**Комплектующие**

**Спринцовка для орошения или аспирации – 100мл Код 451.00**

Поставляется в жесткой упаковке



**Пластиковая заглушка / крышка для больших шприцев Код 478**

